SOMMAIRE

Accéder à AsaDia Web	page 2
Adresser un message à l'ASA	page 3
La page diagnose	pages 4 à10
Structure de la page diagnose	page 4
Choix d'une nomenclature	page 5
Choix de critères, affichage du résultat, affichage d'une photographie du tableau	page 6
Affichage d'une photo en pleine page, affichage d'un tableau réduit	page /
Affichage de la liste complete	pages 8 a 10
Les quatre boutons d'explicitation	page 8
Ne Pas Contondre	page 9
Ajouter la photo a un panier	page 10
Photographie pleine page	pages 11 à 17
Les boutons d'explicitation	page 11
Ne Pas Confondre	page 12
Ajouter la photo à un panier	page 13
Flèches d'explication	page 14
Adresser un message à l'ASA	page 15
Autres photographies	page 16
Redimensionnement de la photo, quitter le mode en pleine page	page 17
Motifs de saisie	page 18
Liste des lésions	page 19
Liste des photographies	page 20
Les paniers	pages 21 à 23
Liste des paniers, filtrer la liste	
Afficher le détail d'un panier, Modifier l'ordre des photographies,	page 22
Obtenir des informations sur une photo, afficher une photo en pleine page,	1-5-
enlever une photo du panier	
Lancer le diaporama, naviguer dans le panier, afficher les boutons d'explication,	P - 5 -
sortir du diaporama	page 23
Accéder au descriptif, supprimer le panier, partager le panier	page 24
Les questionnaires	pages 25 à 27
La liste des questionnaires. Lancer le questionnaire. Exemple de question unique	
Exemple de question multiple	nage 26
Bilan du questionnaire	
•••••	

Sommaire	version 17.1
	page 1 sur 27



MODE OPÉRATOIRE

Dans toutes les pages d'AsaDia, à l'exception des textes qui ne possèdent pas d'icônes d'aide, un bouton de signalement, montrant un personnage peu satisfait et se posant des questions a été ajouté à droite de celui ou ceux symbolisant l'aide.

Cliquer dessus permet de signaler à l'ASA une erreur, un dysfonctionnement ou encore suggérer une amélioration. Le dialogue qui apparaît décale la page vers le bas ce qui vous permet de continuer à voir les élements sucitant le doute et d'en faire des copier-coller dans le champ du message.

Il est alors possible d'envoyer le message en cliquant sur le bouton "Envoyer". Le message envoyé à l'ASA reprendra non seulement votre message mais le contexte dans lequel se trouve la page de façon à ce que l'ASA puisse voir les améliorations à apporter.

AsaDia vous signale que la demande a bien été transmise à l'ASA et vous remercie de votre collaboration à l'amélioration d'AsaDia. On peut alors cliquer sur le bouton "Fermer le dialogue" pour revenir à l'état normal.

On peut aussi renoncer en cliquant sur le bouton "Ne pas envoyer" ce qui ferme le dialogue sans envoyer de message.



Toutes les pages	Adresser un message à l'ASA	version 17.1
		page 3 sur 27



La page diagnose	Structure de la page diagnose	version 17.1
		page 4 sur 27

MODE OPÉRATOIRE	
Il existe deux nomenclatures des lé- sions. La première est anatomo-pathologi- que c'est-à-dire inspirée par la disci- pline scientifique. La seconde, réglementaire, a été créée pour adapter la première aux réalités de l'inspection en abattoir.	Choisissez les lésions Memclatur: réglementair
Le site Web propose, par défaut, la nomenclature réglementaire mais permet de basculer de l'une à l'autre par des boutons radio.	Choisissez les lésions Nomenclature : réglementaire abcès on spécifiques abcès orophalophiébiliques abcès pay corps étranger abcès pay

La page diagnose	Choix d'une nomenclature	version 17.1
		page 5 sur 27







La page diagnose	Affichage de la liste complète Les quatre boutons d'explicitation	version 17.1
		page 8 sur 27



Le bouton Ne Pas confondre (NPC) à droite de la photo a vocation à donner la liste des lésions à distinguer (ici adipoxanthose) ainsi que, le cas échéant, les imagettes des photos qui ont été choisies comme les plus représentatives des lésions à ne pas confondre (ici deux photos d'adipoxanthose sur des reins de bovins). Un clic sur l'une des photos à ne pas confondre l'affiche en pleine page.

Un clic sur le bouton "Aller à la page Ne Pas confondre" permet de comparer, une à une, les photos ressemblantes (ici adipoxanthose) avec celles de référence (ici ictère).

La photo 10369 est mise en réserve sur une étagère tandis que la photo 10180 est placée en face de la photographie de référence.

Sous ces deux photos, on trouve leur description macroscopique et on peut faire apparaître la fiche réflexe ou la description-type de la lésion, en cliquant sur le triangle à pointe en bas.

Un cadre met en évidence les éléments du diagnostic différentiel.

Un clic sur une photo de l'étagère (il peut y en avoir jusqu'à 5) va la placer en face de la photo de référence tandis que l'ancienne photo va prendre la même place dans l'étagère.

La page diagnose



MODE OPÉRATOIR	E
Le bouton "Ajouter à un panier droite de la photo permet de de cette photographie comme app nant à un "panier" qui est une o tion de photographies qu'on pe défiler dans un diaporama (cf. partie Panier).	 "à éfinir parte- collec- put faire infra la
Pour inclure la photographie à nier existant, il suffit de choisir nom dans le menu déroulant.	Ajouter au panier Ne PAS ajouter au panier Nom du panier Son Son Description du panier Mon deuxième panier (LRG
Aussitôt, le nom du panier, les les du créateur et la descriptior panier apparaissent.	Pour ajouter cette photo à un panier, merci de préciser le nom du panier, soit en choisissant dans a liste, soit en précisant un nouveau nom de panier. Précisez les initiales du créateur si vous voulez que ce panier soit identifié comme le prin. Nom du panier Mon premier panier Mon premier panier (dow) © Initiales du créateur CGM Description du panier Ceci est mon premier panier.Qu'on se le dise au fond des ports.
	Ajouter au panier Ne PAS ajouter au panier
Pour créer un nouveau panier clure la photographie, il suffit d plir les champs nom du panier gatoire), les initiales du créateu cultatif) et la description du par cultatif).	Dù in- e rem- (obli- ur (fa- nier (fa- Pour ajouter cette photo à un panier, merci de préciser le nom du panier, soit en choisissant dans la liste, soit e nom du panier. Précisez les initiales du créateur si vous voulez que ce panier soit identifié comme le sien. Nom du panier Mon autre panier Sélectionnez un panier Sélectionnez un panier Sélectionnez un panier
Au clic sur le bouton "Ajouter a nier", le dialogue vous informe votre ordre a bien été pris en c	Ajouter au panier Ne PAS ajouter au panier u pa- gue ompte. Ajouter au panier No PAS ajouter au panier La photographie "30586" a été ajoutée au panier "Mon autre panier". La photographie "30586" a été ajoutée au panier "Mon autre panier". C C C C C C C C C C C C C C C C C C C
Vous pourrez remanier l'ordre diapositives, enlever des photo adéquates et, bien sûr, lancer l porama comme indiqué dans la "Les paniers" de ce mode d'em	des os in- e dia- a partie oploi.
La page diagnose	Affichage de la liste complète Aiouter la photo à un panier version 17 1

version	1	7		1
---------	---	---	--	---

page 10 sur 27



Photographie pleine page	Affichage pleine page Les boutons d'explicitation	version 17.1
		page 11 sur 27

MODE OPÉRATOIRE

Le bouton Ne Pas confondre (NPC) a vocation à donner la liste des lésions à distinguer (ici abcès non spécifiques, tuberculose) ainsi que, le cas échéant, un bouton "Aller à la page Ne Pas confondre" qui permet de comparer, une à une, les photos ressemblantes avec celle de référence.

La photo 10369 est mise en réserve sur une étagère tandis que la photo 10180 est placée en face de la photographie de référence.

Sous ces deux photos, on trouve leur description macroscopique et on peut faire apparaître la fiche réflexe ou la description-type de la lésion, en cliquant sur le triangle à pointe en bas.

Un cadre met en évidence les éléments du diagnostic différentiel.

Un clic sur une photo de l'étagère (il peut y en avoir jusqu'à 5) va la placer en face de la photo de référence tandis que l'ancienne photo va prendre la même place dans l'étagère.



Photographie pleine page	Ne Pas Confondre	version 17.1
		page 12 sur 27



Photographie pleine page	Ajouter la photo à un panier	version 17.1
		page 13 sur 27



Photographie pleine page	Flèches d'explication	version 17.1
		page 14 sur 27



Photographie pleine page	Adresser un message à l'ASA	version 17.1
		page 15 sur 27





Photographie pleine page	Autres photographies	version 17.1
		page 16 sur 27

MODE OPÉRATOIRE

Sauf cas très particulier, la fenêtre du navigateur Web n'a pas les mêmes proportions (largeur / hauteur) que l'image de la lésion.

Le programme prend le parti d'occuper toute la largeur de la fenêtre du navigateur afin de mieux rendre compte de l'effet pleine page.

On peut toutefois forcer le programme à l'autre alternative : la hauteur de la photographie sera celle de la fenêtre.

Pour cela, cliquer sur le bouton "Ajuster à la fenêtre". La photographie occupe toute la fenêtre. Cela a pour conséquence qu'une partie droite de la photo n'est pas visible.

Les ascenseurs du navigateur permettent toutefois de voir la partie cachée.

Le nom du bouton est actualisé en "Occuper toute la largeur".

Un clic sur ce bouton revient à la situation initiale.







térieur.	1 an-	
Photographie pleine page	Redimensionnement de la photo Quitter le mode en pleine page	ver

version 17.1

page 17 sur 27

MODE OPÉRATOIRE

Les motifs de saisie représentent la nomenclature officielle française des lésions observées à l'abattoir. Pour cette raison, cette page n'est pas multi-

lingue (pas de drapeau). Pour aller à la page des motifs de saisie, on clique sur l'onglet "Motifs de saisie".

Cette page montre :

- en haut, sous le titre, un mode d'emploi incluant un champ de filtrage ;
- plus bas le tableau des 124 motifs de saisie avec, pour chacun d'eux, son identifiant, son libellé et une icône "Détail" permettant de faire apparaître sa description complète dans le cadre jaune à droite du tableau ;
- les liens pour télécharger la liste des motifs de saisie (Annexe 2 de la note de service DGAL) et le fichier de correspondance qui permet de passer de la liste ASA à la liste DGAL.

Pour filtrer la liste des motifs, on tape une chaîne de caractère.

Celle-ci sera interprétée au fur et à mesure de sa saisie en restreignant les motifs à ceux qui contiennent la chaîne dans le nom du motif, les éléments techniques et réglementaires, la réponse aux éleveurs, nom de la lésion, sa description macroscopique et la fiche reflexe.

Ici entrer la chaîne "calci" sélectionne 9 motifs l'avant dans au moins un des critères détaillés plus haut.

Pour faire apparaître le détail d'un motif, il suffit de cliquer sur l'icône Détail de la ligne souhaitée.

La ligne sélectionnée apparaît alors en rouge.



N°	Motif de saisie	Détail
70	Actinobacillose/Actinomycose	
250	Calcinose	
370	Cysticercose musculaire généralisée	
380	Cysticercose musculaire localisée : forme dégénérée	
390	Cysticercose musculaire localisée : forme vivante	
100	Cysticercose hépatopéritonéale	
130	Distomatose sans observation de douves à l'ouverture des canaux biliaires (Lésions de)	
140	Distomatose avec observation de douves à l'ouverture des canaux biliaires (Lésions de)	
450	Echinococcose (Lésions d')	

9 motifs sur un total de 124

Motif de saisie	Détail	
non spécifique à localisation unique		ABCES
n spécifiques à localisations multiples		
Abcès par corps étranger		Lésions concernées :
Abcès omphalophlébitiques		abces pyiephiebitiques
Abcès pyohémiques		Réglement (CE) n° 854/
Abcès pyléphlébitiques	R	Chapitre V - § 1 alinéa p viandes [] si elles prés
Actinobacillose/Actinomycose		des anomalies de cont anomalies organoleptique
s et anomalies : tiquetage musculaire	détail	Reférence UE courte :
s et anomalies : tiquetage pulmonaire		Section II Chapitre V - § 1
ions et anomalies : tiquetage rénal		Classement Sous Produ
malies : putréfaction profonde (puanteur d'os)		Précisions :
nomalies : putréfaction superficielle (limon)		Saisie du foie en l'absenc
ations et anomalies : moisissures		Communication our file
es : souillures autres que liées au contenu digestif		Abcès du foie souvent a
t anomalies souillures d'origine digestive	[2]	rongine peut être un désé

|--|

ril 2004 Annexe I Sec altérations ph ne saignée insuffisante

its Animaux

e de signe de pyohémie parakératose du rumen

ciés à un état d'acidose du rumen de

Motifs de saisie	Liste des motifs de saisie Filtrer la liste Afficher le détail d'un motif de saisie	version 17.1
		page 18 sur 27

MODE OPÉRATOIRE

La liste des lésions est la nomenclature anatomo-pathologique des lésions d'abattoir.

Cette page est multilingue (drapeau anglais disponible).

Pour aller à la page des lésions, on clique sur l'onglet "Liste des lésions". Cette page montre :

- en haut, sous le titre, un mode d'emploi incluant un champ de filtrage ;
- plus bas le tableau des 163 lésions avec pour chacune d'elles son identifiant, son nom et une icône "Détail" permettant de faire apparaître sa description complète dans le cadre jaune à droite du tableau.

Pour filtrer la liste les lésions, on tape une chaîne de caractère.

Celle-ci sera interprétée au fur et à mesure de sa saisie en restreignant les lésions à celles qui contiennent la chaîne dans le nom, la fiche réflexe ou la description de la lésion.

Ici entrer la chaîne "calci" sélectionne 10 lésions l'ayant dans au moins un des critères détaillés plus haut.

Pour faire apparaître le détail d'une lésion, il suffit de cliquer sur l'icône Détail de la ligne souhaitée.

La ligne sélectionnée apparaît alors en rouge.



Pour chercher les lésions qui contiennent une chaine de caractère*, entrez-la dans le champ suivant : calo

Nº 🄺	Nom de la lésion	Détail	
7	actinobacillose / actinomycose		Cliquer sur l'icône du détail pour ob
26	calcinose		lésion.
37	cysticercose hépatopéritonéale		
38	cysticercose musculaire		
43	distomatose	Z	
45	échinococcose		
109	onchocercose	Z	
116	paratuberculose		
145	strongylose (lésions hépatiques de)	Z	
147	strongylose (lésions péritonéales de)	[2]	

10 lésions sur un total de 163



Liste des lésions	Liste des lésions Filtrer la liste Afficher le détail d'une lésion	version 17.1
		page 19 sur 27

MODE OPÉRATOIRE	Site de l'ASA	Rechercher une lésion Motifs de saisie Liste des lésio	ns Liste des	photographies Paniers Cours illustrés
	AIDE	Liste des photog	graphie	es 🕷
Cotto pago oot multilinguo (drancou or	Pour afficher le dé Pour chercher les	tail d'une photographie, cliquez sur l'image du détail de la ligne correspo photographies qui contiennent une chaine de caractère(s)*, entrez-la da	ondante ns le champ suiva	nt :
dais disponible).		* La recherche se declenche au troisième caractère entré et porte sur le nom de la lé	ision, l'organe, l'espèc	e et la description de la photographie.
Pour aller à la page des photogra-	N°	Caractéristiques de la photographie	Détail	Cliquer sur l'icône du détail pour obtenir le
phies, on clique sur l'onglet "Liste des	10009 10012	Péritonite fibreuse sur peritoine de Bovin Péritonite congestive/exsudative sur peritoine de Bovin		contenu de la photo.
photographies".	10017	Pleurésie fibreuse sur poumon de Bovin	Z	
Cette page montre:	10025	Gangrène sur peritoine de Bovin		
- en haut, sous le titre, un mode d'emploi in-	10031	Pleurésie congestive/exsudative sur plevre de Bovin		
cluant un champ de filtrage ;	10037	Tuberculose sur peritoine de Bovin Mésothéliome sur peritoine de Bovin		
- plus bas le lableau des 1695 pholographies	10058	Mésothéliome sur peritoine de Bovin		
triplette (lésion, organe espèce) et une icône	10076	Mélanose sur peritoine de Bovin		
"Détail" permettant de faire apparaître sa	10093	Rouget sur coeur de Porcin Néphrite glomérulo-épitheliale sur rein de Porcin		
description complète dans le cadre jaune à	10102	Rouget sur peau de Porcin		
droite du tableau.	10111	Pneumonie interstitielle sur poumon de Ovin		
	10113 10114	Maladie caséeuse sur noeud lymphatique de Ovin Maladie caséeuse sur fressure de Ovin		
	10120	Paratuberculose sur tube digestif de Bovin		
	10121	Rhinite atrophique sur tete de Porcin		
	1693 lésions sur u	un total de 1693		-
Celle-ci sera interprétée au fur et à mesure de sa saisie en restreignant les lésions à celles qui contiennent la chaîne dans le nom, la fiche réflexe ou la description de la lésion. Ici entrer la chaîne "Ledschbor" sélectionne 5 photographies l'ayant dans au moins un des critères détaillés plus haut.	N° 10417 10419 10422 10423 11409 5 photos sur un tota	* La recherche se declerche au troisième caractère entré et porte sur le nom de la léasor Caractéristiques de la photographie Hépatite insulaire nécrosante sur foie de Bovin Foie toxi-infectieux sur foie de Bovin Hépatite insulaire nécrosante sur foie de Bovin		a description de la photographie. Cliquer sur l'icône du détail pour obtenir le contenu de la photo,
	Nº	Caractéristiques de la photographie	Détail	
	30592	Abcès omphalophlébitiques sur foie de Bovin		
	11434	Abcès par corps étranger sur foie de Bovin		
	11436	Abcès par corps étranger sur foie de Bovin Abcès par corps étranger sur foie de Bovin		ABCES PAR CORPS ETRANGER
Pour faire apparaître le détail d'une photogra-	11437	Abcès par corps étranger sur foie de Bovin Abcès par corps étranger sur foie de Bovin		SUR FOIE DE BOVIN
phie, il suffit de cliquer sur l'icône Détail de la	11493	Abcès par corps étranger sur foie de Bovin		Description de la lésion : Volumineux abcès sur la face diaphragmatique et au
ligne sounaitee.	11494 20181	Abces par corps etranger sur foie de Bovin Abcès par corps étranger sur foie de Bovin		bord supérieur de la palette, près de la veine cave caudale (flèche blanche). Péritonite fibreuse localisée avec adhérence d'un fragment de poumon.
La lighe selectionnee apparait alors en rouge.	31131	Abcès par corps étranger sur foie de Bovin		Cf. n°11494.
Un clic sur l'imagette affiche la photographie	50423	Abcès par corps étranger sur rate de Bovin Abcès pyléphlébitiques sur foie de Bovin		Type lésionnel : lésion inflammatoire / inflammation banale purulente
en pleine page.	11452	Abcès pyléphlébitiques sur foie de Bovin		Fiche réflexe :
en brenie beger	11455	Abcès pyléphlébitiques sur foie de Bovin		forme d'une péritonite. Certaines particularités sont à surveiller: - les abords de la veine cave caudale dans
	11462	Abcès pyléphlébitiques sur foie de Bovin Abcès pyléphlébitiques sur foie de Bovin		sa portion accolée au bord dorsal du foie, avec risque de sténose puis de perforation du vaisseau et formation d'un thombur continue la précence
	11470	Abcès pyléphlébitiques sur foie de Bovin		(éventuelle) du corps étranger près du réseau, - la présence d'un trajet fistuleux entre le réseau et le
	11478	Abcès pyléphlébitiques sur foie de Bovin		foie et même parfois le rein droit. Rechercher la présence de traces d'injection (collier et intranéritonéale)
	30595	Abcès pyléphlébitiques sur foie de Bovin	Z	Fréquence :
	1693 photos sur u	un total de 1693	10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1	
Liste des photographies	Liste o	des photographies		
		⊢iltrer la liste		version 17.1

Liste des photographies
Filtrer la liste
Afficher le détail d'une photographie

page 20 sur 27



Les paniers	Liste des paniers Filtrer la liste	version 17.1
		page 21 sur 27



Les paniers	Modifier l'ordre des photographies Obtenir des informations sur une photo	version 17.1
	Afficher la photo en pleine page Enlever une photographie du panier	page 22 sur 27



Naviguer dans le panier	vers
Sortir du diaporama	
Afficher les boutons d'explication	page

bage 23 sur 27



MODE OPÉRATOIR	RE		
Pour afficher la liste des quest res, cliquer sur l'onglet Quizz.	ionnai-	Site de l'ASA Rechercher une lésion Motifs de salsie Liste des lésions	Liste des photographies Paniers Quizz Textes
Pour lancer un questionnaire, sur sa case dans la colonne "L	cliquer .ancer".	Pour lancer un questionnaire, cliquez sur le bouton Lancer Auteur Titre du questionnaire Lancer Claude Bilan lésions bovins Grandmontagne	
Le programme propose alors u rie de questions auxquelles il f pondre soit en cliquant sur la b réponse (choix unique), soit er chant les case de celles qui vo semblent les bonnes (choix mu Dans tous les cas, vous pouve	une sé- aut ré- ponne n co- pus ultiple). ez affi-	Question 1 sur 3 : Quelle est l'espèce co Cliquez sur la photographie pou	oncernée par la lésion ? r l'afficher piein écran
cher les images en grand en c dessus.	liquant	Consigne : Cliquer sur la réponse qui vous parait êt	re la bonne.
Question à choix unique Le survol d'une réponse coche rond à gauche de l'intitulé. Un clic dessus envoie la répon	e le ise.	O Espèce bovine O Espèce porcine O Espèce ovine O Espèce caprine O Espèce équine	ovine
Le programme évalue votre ré en vous indiquant pourquoi el considérée comme bonne	ponse le est	Félicitations Vous avez trouvé la bonne réponse. La raison qui justifie cette réponse est : Le quadrillage du foie est caractéristique de l'es	spèce porcine.
ou mauvaise. Un bouton vous permet de pas la question suivante et, dans c cas, un autre vous permet de r à la question précédente.	sser à ertains revenir	Désolé, votre réponse est fausse pour la raiso Le foie d'un bovin ne présente pas de quadrillag Question suivante	n suivante : e.
Les questionnaires		La liste des questionnaires Lancer le questionnaire Exemple de question unique	version 17.1



Les questionnaires	Exemple de question multiple	version 17.1
		page 26 sur 27

,	

A l'issue des réponses aux questions, le programme dresse le bilan de connaissance selon les thèmes choisi par le concepteur du questionnaire.

FIN DU QUESTIONNAIRE

Bilan de vos réponses au questionnaire:

Le questionnaire a permis de tester vos connaissances dans les domaines suivants : Congestion passive, Foie toxi-infectieux, Abcès du foie.

Pour le thème "Congestion passive" : Vous avez bien répondu concernant ce thème.

Question	Votre réponse	La bonne réponse	Evaluation*
Question 1 : Quel est le nom de cette lésion ?	Foie muscade	Foie muscade	<u>.</u>
* Vous pouvez faire appar	aitre le motif de l'évaluation en	glissant la souris sur l'émotico	n

Pour le thème "Foie toxi-infectieux" : 1 erreur.

Question	Votre réponse	La bonne réponse	Evaluation*
Question 3 : Quel est le nom de cette lésion ?	Stéatose	Foie toxi-infectieux	v
* Vous pouvez faire appar	aitre le motif de l'évaluation en	glissant la souris sur l'émoticor	

Pour le thème "Abcès du foie" : Vous avez bien répondu concernant ce thème.

Question	Votre réponse	La bonne réponse	Evaluation*
Question 2 : Quel est le nom de cette lésion ?	Abcès par corps étranger	Abcès par corps étranger	÷
* Vous pouvez faire appar	aitre le motif de l'évaluation en	glissant la souris sur l'émoticor	

Bilan général :

Vous avez fait 1 erreur sur les 3 questions posées

AsaDia contient un onglet "Textes" qui peut vous permettre de progresser.

Les questionnaires	Bilan du questionnaire	version 17.1
		page 27 sur 27